

Anticorpo Policlonal Anti-Pon3 Para Wb, Elisa - Q15166

Número do item: CM0019795

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PON3 humana, validado para aplicações em WB e ELISA. Ideal para investigar a função da paraoxonase/lactonase 3 sérica e a hidrólise de pró-fármacos estatina. Reage cruzadamente com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PON3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PON3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5446
ID do Gene	5446
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 da PON3 humana (NP_000931.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q15166
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo