

Anticorpo Policlonal Anti-Pop4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095707

Número do item: CM0027410



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POP4 (RPP29), uma subunidade da ribonuclease P envolvida na maturação do tRNA. Validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos, ratos. Ideal para pesquisa de processamento de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POP4 Coelho pAb
Observações/Apelido	RPP29; POP4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10775
GeneID	10775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do POP4 humano (NP_006618.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95707
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo