

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pop4 Para Wb, Elisa - 095707

Número do item: CM0016203



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-POP4 de alta qualidade validado para WB e ELISA, direcionado à subunidade p29 da ribonuclease P humana e de rato. Ideal para pesquisa de processamento de tRNA e nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPP29; POP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10775
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do POP4 humano (NP_006618.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	095707
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo