

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pop5 Para Wb E Elisa - Q969H6

Número do item: CM0021789



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à POP5 humana, uma subunidade essencial dos complexos ribonuclease P e MRP envolvidos na maturação de tRNA e rRNA. Validado para WB e ELISA; reatividade cruzada com humanos e ratos. - Q969H6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	POP5 Rabbit pAb
Observações/aliás	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
Espécie	Humano
ID do gene	51367
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da POP5 humana (NP_057002.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q969H6
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo