

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pop7 Para Wb, Elisa - 075817

Número do item: CM0024924



introdução

Valide a expressão endógena de POP7 com este anticorpo policlonal de coelho (O75817) para Western blot e ELISA; adequado para investigação de complexos ribonuclease P/MRP no processamento de tRNA e rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POP7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10248
GeneID	10248
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do POP7 humano (NP_005828.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75817
Peso da Proteína	16 kDa
Transporte	Saco de gelo