

Anti-Porcn Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9H237

Número do item: CM0015662



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PORCN humano, uma palmitoleoiltransferase de sinalização Wnt, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via Wnt e de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PORCN Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPN; DHOF; FODH; MG61; PORC; PORCN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64840
ID do Gene	64840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-320 do PORCN humano (NP_982299.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H237
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo