

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pot1 Para Wb, Elisa - Q9Nux5

Número do item: CM0015814



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POT1, validado para WB e ELISA. Reage com POT1 humano e de camundongo, um componente do complexo shelterin essencial para a regulação e proteção do comprimento dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	25913
GeneID	25913
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 497-634 de POT1 humano (NP_056265.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NUX5
Peso da Proteína	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo