

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pou1F1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Número do item: CM0023812



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU1F1 (PIT1/GHF-1), adequado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta POU1F1 humano, de camundongo e rato, um fator de transcrição específico da pituitária envolvido na regulação do hormônio do crescimento e da prolactina. Ideal para pesquisa de desenvolvimento pituitário e endocrinologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	POU1F1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5449
ID do Gene	5449
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28069
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo