

Anticorpo Policlonal Anti-Pou2Af1 Para Wb E Elisa - Q16633

Número do item: CM0029176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU2AF1, um coativador transcricional específico de células B essencial para a formação do centro germinativo. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU2AF1 Coelho pAb
Observações/Apelido	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5450
ID do Gene	5450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-256 do POU2AF1 humano (NP_006226.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16633
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo