

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pou2F1/Oct1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14859

Número do item: CM0008432



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o POU2F1/OCT1 humano, validado em WB, IHC-P e ELISA. Detecta POU2F1 humano, de rato e de camundongo (~76 kDa). Adequado para estudos sobre regulação da transcrição, sinalização de receptores nucleares e mecanismos de infecção por HSV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU2F1/OCT1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5451
GeneID	5451
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14859
Peso da Proteína	76 kDa
Envio	Saco de gelo