

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pou2F1/Oct1 Para Wb, Elisa - P14859

Número do item: CM0022262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU2F1/OCT1 humano, oferecido para aplicações WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com rato, com peso molecular previsto de 76 kDa. Ideal para estudos de fatores de transcrição e cromatina. UniProt P14859.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU2F1/OCT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5451
GeneID	5451
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 15-290 de POU2F1/OCT1 humano (NP_001185712.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P14859
Peso Molecular da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo