

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pou2F2 (Oct2) Para Wb E Elisa - P09086

Número do item: CM0021055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU2F2 humano (OCT2, OTF2), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de fatores de transcrição em pesquisas sobre regulação de células B e imunoglobulinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU2F2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OCT2; OTF2; Oct-2; POU2F2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5452
GeneID	5452
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 400-479 do POU2F2 humano (NP_001193954.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09086
Peso Proteico	51kDa
Envio	Em saco de gelo