


Anti-Pou2F3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Uki9

Número do item: CM0013788



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU2F3 humano (Oct-11), adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo um fator de transcrição envolvido na diferenciação de queratinócitos e na função das células tuft. Ideal para pesquisas dermatológicas e de imunidade mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU2F3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PLA1; OCT11; PLA-1; Epoc-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25833
ID do Gene	25833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do POU2F3 humano (NP_055167.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UKI9
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo