

Anticorpo Policlonal Anti-Pou3F1 Para Wb, Elisa - Q03052

Número do item: CM0022417

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU3F1, direcionado ao fator de transcrição OCT6/SCIP humano. Validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência e células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra POU3F1
Observações/Álias	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5453
ID do Gene	5453
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do POU3F1 humano (NP_002690.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q03052
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo