

Anticorpo Policlonal Anti-Pou3F4 Para Wb E Elisa - P49335

Número do item: CM0019362

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU3F4 humano (BRN-4), validado para WB e ELISA. Detecta POU3F4 de humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência e estudos de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU3F4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5456
ID do Gene	5456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do POU3F4 humano (NP_000298.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49335
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo