

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pou4F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01851

Número do item: CM0023253

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra POU4F1 humano (BRN3A), com reação cruzada com camundongo e rato. Validado em WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de diferenciação neuronal, apoptose e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU4F1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BRN3A, RDC-1, ATITHS, Oct-T1, brn-3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5457
ID do Gene	5457
Imunógeno	Proteína recombinante; Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do POU4F1 humano (NP_006228.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01851
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo