

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pou4F2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12837

Número do item: CM0024460

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POU4F2 humano (BRN3B). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudos de diferenciação de células ganglionares da retina e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU4F2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BRN3B; BRN3.2; Brn-3b; POU4F2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5458
GeneID	5458
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do POU4F2 humano (NP_004566.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12837
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de Gelo