

Anticorpo Policlonal Anti-Pou4F3 Para Wb, Elisa - Q15319

Número do item: CM0025378

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POU4F3 humano (BRN3C), validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre desenvolvimento do sistema auditivo e diferenciação de células ciliadas do ouvido interno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU4F3 Rabbit pAb
Observações/Alias	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
Espécie	Humano
ID do Gene	5459
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do POU4F3 humano (NP_002691.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15319
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo