

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pou6F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14863

Número do item: CM0028473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao POU6F1 humano (BRN5, MPOU, TCFB1). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	POU6F1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5463
GeneID	5463
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-301 do POU6F1 humano (NP_002693.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14863
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo