

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pp1 Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Número do item: CM0011260

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à subunidade catalítica humana PP1 beta (P62140). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Essencial para pesquisa de divisão celular, metabolismo do glicogênio e via MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP1 beta Rabbit mAb
Observações/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5500
GeneID	5500
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 228-327 da PP1 beta humana (P62140).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62140
Peso da Proteína	37kDa
Transporte	Saco de gelo