

Anti-Pp1 Beta Rabbit Polyclonal Antibody Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Número do item: CM0013083

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PP1 beta humano (PPP1CB) para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta proteína de 37 kDa. Validado para estudos de ciclo celular, metabolismo de glicogênio e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP1 beta Rabbit pAb
Observações/Apelido	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Espécie	Humano
GeneID	5500
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 227-327 do PP1 beta humano (NP_002700.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62140
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo