

## Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pp2A-A $\alpha$ /Pr65A/Ppp2R1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P30153

Número do item: CM0029476



### introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a PP2A-A $\alpha$ /PR65 $\alpha$ /PPP2R1A humana, uma subunidade estrutural da proteína fosfatase 2A. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras Humanas, de Camundongo e Rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PP2A-A $\alpha$ /PR65 $\alpha$ /PPP2R1A Rabbit pAb                                                                                                                                                             |
| Observações/Alias   | MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A $\alpha$ /PR65 $\alpha$ /PPP2R1A                                                                                                                          |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 5518                                                                                                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 5518                                                                                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 de PP2A-Aalpha/PR65 $\alpha$ /PP2A-A $\alpha$ /PR65 $\alpha$ /PPP2R1A humana (NP_055040.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                                                                                       |
| SWISS               | P30153                                                                                                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 65kDa                                                                                                                                                                                                          |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                                                                                                  |