


Anticorpo Policlonal Anti-Pp2A-A β /Pr65B/Ppp2R1B Para Wb, Elisa - P30154

Número do item: CM0021567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B humano, a subunidade estrutural da proteína fosfatase 2A. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Adequado para estudos de sinalização de PP2A, regulação do ciclo celular e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PPP2R1B; PP2A-A β ; PR65B; subunidade estrutural A β da proteína fosfatase 2; PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B
Espécie	Humano
ID do Gene	5519
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 502-601 do PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B humano (NP_002707.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P30154
Peso Proteico	52kDa/61kDa/66kDa/73kDa
Envio	Bolsa de gelo