


Anticorpo Monoclonal Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Para Wb, Elisa - P63151

Número do item: CM0007200



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho humano PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A validado para WB e ELISA. Reconhece proteína de 52kDa, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Rabbit mAb
Observações/Apelido	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5520
GeneID	5520
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 94-194 do PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humano (NP_002708.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P63151
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo