


Pab De Coelho Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A - P63151

Número do item: CM0014540



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (PPP2R2A) humano. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Observações/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5520
GeneID	5520
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humana (NP_002708.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63151
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo