

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P63151

Número do item: CM0020376



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para a regulação do ciclo celular e pesquisa de fosfatases.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Alíase  | B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 5520                                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 5520                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-447 da PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A humana (NP_002708.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                    |
| SWISS               | P63151                                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 52kDa                                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                               |