


Anticorpo Policlonal Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14738

Número do item: CM0023533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PP2A-B56Δ (PPP2R5D) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da subunidade reguladora da proteína fosfatase 2A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP2A-B56Δ/PR61Δ/PPP2R5D Rabbit pAb
Observações/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56Δ/PR61Δ/PPP2R5D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5528
GeneID	5528
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14738
Peso Proteico	70kDa
Envio	Bolsa de gelo