


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14738

Número do item: CM0003335



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à PP2A-B56δ humana (PPP2R5D). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com Humano, Rato, Ratazana. Imunogénio recombinante (aa 480-602), 70kDa. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Observações/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5528
GeneID	5528
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 480-602 da PPP2R5D humana (NP_006236.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	Q14738
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo