


## Anticorpo Policlonal Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E Para Wb, Elisa - Q16537

Número do item: CM0020332



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PP2A-B56δ/PR61δ (PPP2R5E) humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudos de sinalização de fosforilação e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                     |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nome do Produto     | PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E pAb de Coelho     |
| Observações/Apelido | B56E; B56epsilon; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E |
| Espécie             | Humano                                    |
| GeneID (Humano)     | 5529                                      |
| GeneID              | 5529                                      |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético                        |
| Fonte               | Coelho                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                 |
| Reatividade Cruzada | Rato                                      |
| SWISS               | Q16537                                    |
| Peso Proteico       | 55kDa                                     |
| Envio               | Saco de gelo                              |