


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pp2A-B56Γ/Pr61Γ/Ppp2R5C Para Wb, Elisa - Q13362

Número do item: CM0025011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar resposta a danos no DNA, sinalização ERK e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Observações/Apêndices	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5527
GeneID	5527
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 do PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C humano (NP_848702.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13362
Peso Proteico	61kDa
Envio	Em saco de gelo