

Anticorpo Policlonal Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B Para Wb E Elisa - Q15173

Número do item: CM0021558

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em rato. Ideal para estudos de regulação da PP2A, sinalização AKT1 e fosfatases citoplasmáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B Rabbit pAb
Observações/Apelido	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5526
GeneID	5526
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-497 do PP2A-B56 β /PR61 β /PPP2R5B humano (NP_006235.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q15173
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo