


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pp2A Catalítica A Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P67775

Número do item: CM0028885



introdução

pAb de Coelho PP2A Catalítica α (P67775) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada humana, de rato e de camundongo. Ideal para estudar sinalização PP2A, regulação do ciclo celular e controle de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PP2A Catalítica α
Observações/Apelido	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2A Catalítica α
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5515
GeneID	5515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 da PP2A Catalítica α humana (NP_002706.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P67775
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em bolsa de gelo