

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pp2A Catalítico B (Ppp2Cb) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62714

Número do item: CM0025020

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à isoforma beta da subunidade catalítica de PP2A humana (PPP2CB). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de PP2A e complexos STRIPAK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PP2A Catalítico β Rabbit pAb
Observações/Apelido	PP2CB; PP2Abeta; PP2A Catalítico β
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5516
GeneID	5516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 da PP2A Catalítico β humana (NP_001009552.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62714
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo