


Anticorpo Policlonal Anti-Ppa1 Para Wb, Elisa - Q15181

Número do item: CM0018362



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PPA1 humano (Pirofosfatase inorgânica). Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo do fosfato e as vias de sinalização JNK em pesquisa e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPA1 Coelho pAb
Observações/Apelido	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5464
GeneID	5464
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 do PPA1 humano (NP_066952.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15181
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo