


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppan Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nq55

Número do item: CM0029719



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PPAN humano (Supressor do homólogo 1 de SWI4, proteína contendo domínio Brix 3). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa de crescimento celular e nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPAN pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56342
ID do Gene	56342
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do PPAN humano (NP_064615.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NQ55
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo