


Anticorpo Policlonal Anti-Ppap2A Para Wb, Elisa - O14494

Número do item: CM0030161



introdução

O pAb de Coelho anti-PPAP2A tem como alvo a fosfolípídeo fosfatase 1 humana (LPP1/PAP2a). Validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização de fosfato lipídico e fosfatase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-PPAP2A
Observações/Alias	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8611
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PPAP2A humana (NP_003702.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14494
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo