

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ppap2B Para Wb, Elisa - O14495

Número do item: CM0020714

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a PPAP2B/PLPP3 humano, adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar fosfatase de fosfato de lipídeos em biologia vascular e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPAP2B Rabbit pAb
Observações/Alias	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8613
GeneID	8613
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14495
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo