


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ppar α Para Wb E Elisa - Q07869

Número do item: CM0011647



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PPAR α de alta qualidade, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com PPAR α humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o metabolismo lipídico, a proliferação de peroxissomas e as vias de sinalização dos recetores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PPAR α Rabbit mAb
Observações/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPAR α
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5465
GeneID	5465
Imunogénio	Péptido sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q07869
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo