


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppara Para Wb - Q07869

Número do item: CM0019605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o PPARA humano, validado para Western blot. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ferramenta essencial para pesquisas sobre metabolismo lipídico e receptores nucleares envolvendo o PPAR α .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PPARA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA
Espécie	Humano
ID do gene	5465
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 201-300 do PPARA humano (NP_001001928.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q07869
Peso da proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo