


Anticorpo Policlonal Anti-Ppard Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03181

Número do item: CM0029820



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PPARD validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo o receptor delta ativado por proliferador de peroxissomos envolvido no metabolismo energético e oxidação de ácidos graxos. ~50kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPARD pAb Coelho
Observações/Apelido	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5467
GeneID	5467
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 102-361 do PPARD humano (NP_803184.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03181
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo