


Anti-Ppard Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q03181

Número do item: CM0026558



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PPAR δ humano, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Uma ferramenta essencial para estudos metabólicos e de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPARD pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5467
GeneID	5467
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do PPAR δ humano (NP_006229.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q03181
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo