

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pparγ Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37231

Número do item: CM0013399



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-PPAR γ validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o receptor nuclear PPAR γ , um regulador chave da adipogênese, metabolismo e inflamação. Ideal para pesquisa em doenças metabólicas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPAR γ Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR γ
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5468
GeneID	5468
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do PPAR γ humano (NP_056953.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37231
Peso da Proteína	58kDa
Transporte	Bolsa de gelo