

Anticorpo Policlonal Anti-Ppat Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06203

Número do item: CM0028408

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PPAT para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a PPAT humana (glutamina PRPP amidotransferase), com reatividade cruzada com camundongo e rato. ~57 kDa, ideal para estudos de biossíntese de purinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPAT Rabbit pAb
Observações/Alias	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5471
GeneID	5471
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da PPAT humana (NP_002694.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06203
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo