

Anticorpo Policlonal Anti-Ppbp Para Wb, Elisa - P02775

Número do item: CM0022871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PPBP (CXCL7) de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta a proteína básica plaquetária humana e variantes de quimiocinas. Ideal para pesquisa em inflamação, ativação de leucócitos e antimicrobianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPBP Coelho pAb
Observações/Apelido	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5473
GeneID	5473
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-128 do PPBP humano (NP_002695.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02775
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo