


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ppcs Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hab8

Número do item: CM0002927



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PPCS humano (Fosfopantotenato--cisteína ligase), validado para WB, IHC-P e ELISA. Essencial para estudar a biossíntese da coenzima A a partir da vitamina B5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PPCS
Observações/Apelido	CMD2C; PPCS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79717
GeneID	79717
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 212-311 do PPCS humano (Q9HAB8).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAB8
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo