


Anticorpo Policlonal Anti-Ppfia1 Para Wb, Elisa - Q13136

Número do item: CM0013071



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PPFIA1 para Western blotting (WB) e ELISA. Validado em amostras humanas, detecta liprin-alpha-1 (UniProt Q13136, 136kDa) para pesquisa de adesão celular e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	PPFIA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPFIA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8500
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 660-800 do PPFIA1 humano (NP_003617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13136
Peso da Proteína	136kDa
Envio	Saco de gelo