

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppfibp1 Para Wb, Elisa - Q86W92

Número do item: CM0019425

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPFIBP1 humano (liprina-beta-1) para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em adesão celular e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPFIBP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8496
ID do Gene	8496
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 846-1005 da PPFIBP1 humana (NP_003613.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86W92
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo