


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppia Para Wb, Elisa - P62937

Número do item: CM0016656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PPIA humano (Ciclofilina A). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar dobramento de proteínas, inflamação, apoptose e mecanismos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5478
GeneID	5478
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-165 do PPIA humano (NP_066953.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62937
Peso Proteico	18kDa
Transporte	Saco de Gelo