

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppic Para Wb, Elisa - P45877

Número do item: CM0027212



introdução

O anticorpo policlonal de coelho PPIC da CamelBio, específico para a ciclofilina C humana, permite a detecção por Western blot e ELISA. Desenhado para investigadores que estudam o enovelamento de proteínas e a atividade isomerase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIC Rabbit pAb
Observações/Apelido	CYPC; PPIC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5480
ID do Gene	5480
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 23-212 do PPIC humano (NP_000934.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P45877
Peso Proteico	23kDa
Envio	