


Anticorpo Policlonal Anti-Ppif (Ciclofilina D) Para Wb E Elisa - P30405

Número do item: CM0027246



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPIF humano (Ciclofilina D), validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisas sobre poro de transição de permeabilidade mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIF Rabbit pAb
Observações/Apelido	CYP3, CypD, CyP-M, Cyp-D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10105
GeneID	10105
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-207 do PPIF humano (NP_005720.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30405
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo